

H-17.2

SUJECIÓN TERAPÉUTICA

Fecha de revisión: 27 Oct 2010

TIPO DE SUJECIONESSujeción abdominal:


La sujeción abdominal permite al paciente la mayor libertad de movimientos en la cama, con la mayor seguridad. Puede instalarse sin complicaciones, antes o después que el paciente se haya acostado. La parte inferior se sujeta a la cama y la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente.

Sujeción lateral:

La sujeción lateral se puede regular individualmente. Impide que el cuerpo ruede hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia ambas partes y permite fijar el cuerpo boca arriba, boca abajo o de lado. Se realiza mediante la tira de cambios posturales que se acompaña.

Sujeción de las manos (muñequeras):

Las muñequeras sirven para sujetar una o ambas manos a la cama. La muñequera tiene un almohadillado blando y agradable, evitándose así cortaduras o rasguños en las muñecas.





Sujeción de los pies:

La sujeción de los pies sirve para fijar de forma relajada ó firme uno o ambos pies. De igual funcionamiento y características que la muñequera. Fijando relajadamente, es posible determinar una cierta libertad para los pies, pudiendo girar el cuerpo, en posición lateral o boca abajo.



Botón de cierre magnético:

El cierre magnético y botón patentado *Segufix*, permite realizar las funciones de abrir y cerrar en décimas de segundo. El sistema no sería operativo si hubiera que perder tiempo atando lazos, llaves, pasadores, etc. Sólo puede ser abierto por la enfermera que es quien tiene la llave magnética. Ni el enfermo ni personas no autorizadas pueden abrirlo.



Cierre con Velcro:

El cierre con Velcro, permite realizar las funciones de abrir y cerrar en décimas de segundo. El sistema no sería operativo si hubiera que perder tiempo atando lazos, llaves, pasadores, etc. Ofrece una altísima seguridad y resistencia. Alta duración. Lavado resistente a alta temperatura.



Fuente: